

SDM-003(Rev.1 2015-12-08)

Instruction for Use

B&E Block-Dam

Light-Cured Bleaching Dam

Block-Dam is a light-reflecting resin barrier for isolating tissue adjacent to teeth being whitened. For single tooth bleaching, Block-Dam may be used to protect adjacent teeth.

Block-Dam은 광중합 형 레진 차단 막으로써 치아 미백 시 인접한 연 조직 분리 및 보호와 단독 치아 미백 시 인접치아 보호 역할을 합니다.



이취비엔이코리아 B&E KOREA
경기도 광명시 하안로 60 (소하동, B동 807호, 802호)
#807, #802, B Dong, 60, Haan-ro,
Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. 070-7425-2818 Fax. 82-2-6112-2816
www.bnekorea.com

Made in Korea



B&E Block-Dam

Block-Dam is a light-reflecting resin barrier for isolating tissue adjacent to teeth being whitened.

For single tooth bleaching, Block-Dam may be used to protect adjacent teeth.

Intended use

Passively adhesive (sealing)

Application Method

1. Remove Cap from syringe
2. Place tip onto syringe.
3. Turn tip 90 degree to lock in place.
4. Apply the Block-Dam
5. Light curing for 20sec

Package

Block-Dam 1.2ml X 4syringe, Disposable tips

Cautions

1. Block-Dam only used for oral tissue.
2. Avoid contact with eyes.
3. In case of contact with the skin or eyes, clean with pure water several times, and then consult with a medical specialist if necessary.
4. Do not use expired Block-Dam
5. For dental use only.

Storage

1. Do not store it under conditions of high temperature or intense light.
2. Close the cap immediately after use.
3. Store in dry and cool place.
4. Warranty period is marked separately.

Side effects

In rare cases, Block-Dam may cause a sensitizing reaction for hypersensitive patients due to any of the ingredients of these materials. In these cases, Block-Dam must no longer be used.

Light-Cured Bleaching Dam

Block-Dam은 광중합 형 레진 차단 막으로써 치아 미백 시 인접한 연 조직 분리 및 보호와 단독 치아 미백 시 인접치아 보호 역할을 합니다.

적용범위

광중합 형 연 조직 보호 레진사용방법

적용방법

1. 시린지에서 캡을 제거합니다.
2. Tip을 실린지에 90도 회전하여 장착합니다.
3. Block-Dam을 적용합니다.
4. 20초 광 조사 합니다.

포장

Block-Dam 1.2ml X 4syringe, Disposable tips

주의사항

1. 사용 전 설명서를 읽고 숙지합니다.
2. 눈에 들어가지 않도록 주의합니다.
3. 만일 눈에 접촉 시에는 다량의 물로 즉시 세척한 후, 의사와 상의합니다.
4. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않습니다.
5. 본 제품은 용도 이외의 사용이나 비전문가의 사용을 금지합니다.

보관방법

1. 고온 빛 강한 빛을 피하도록 합니다.
2. 사용 후 즉시 뚜껑을 닫아 보관합니다.
3. 건조하고 서늘한 곳에서 저장합니다.
4. 유효기간은 별도표기일 까지 입니다.

